

Anwendungsempfehlung Kolloide, Monoatomische Elemente und kolloidale Öle

*Aktualisierte Dosierung zu den Anwendungs-Empfehlungen auf Seite 13
des Buches „Kolloide“ von Werner Bauer und Daniel Mauermann:*

Da Kolloide und Monos von der EU nicht als Nahrungsmittel anerkannt werden, gibt es auch keine Einnahmeempfehlung auf dem Etikett. Da sie auch über die Haut aufnehmbar sind, kann man folgender Empfehlung folgen:

Man reibt eine geringe Menge (ca. 15 Tropfen) in die Handflächen und über die Unterarme aufwärts bis in die Armbeugen oder direkt auf belastete Stellen oder rührt sie in Cremen bzw. fügt sie Massageöl hinzu.

Außerdem kann man sie stattdessen nach dem „Quantenprinzip der verschränkten Teilchen“ einsetzen. Man gibt Körpersekret des Klienten in ein Reagenzglas und gießt Kolloid darauf (ca. 15 Tropfen), alle drei Tage ca. wiederholen. Diese Vorgangsweise eignet sich etwa auf Intensivstationen.

Dosierungs-Empfehlung des Herstellers:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • 5 Tropfen täglich: | Selen (im Akutfall bis zu 10 Tropfen) |
| • 15 Tropfen täglich: | Folgende Kolloide: Bismut, Eisen, Kalium, Kobalt, Kupfer, Lithium, Molybdän, Nickel, Zinn |
| • 20 Tropfen täglich: | Aluminium |
| • 30 Tropfen täglich: | Folgende Kolloide: Bor, Calcium, Chrom, Fullerene, Glyko, Gold, Magnesium, Mangan, Natrium, Platin, Schwefel, Silizium, Tantal, Vanadium, Zink |
| • Bis zu 4-5 x täglich 15 Tropfen: | Kolloidales Silber und Germanium |
| • 4 x täglich 5 Tropfen: | Alle Monoatomische Elemente |

20 Tropfen entsprechen 1 ml

Aufbewahrung und Haltbarkeit der Kolloide und Monos

Um Verkeimung zu verhindern, sollte die Berührung des Tropfers vermieden werden. Beim Öl sollte der Schraubverschluss regelmäßig abgewischt werden. Bei Zimmertemperatur und lichtgeschützt aufbewahren. Nicht unmittelbar bei elektromagnetischen Feldern oder Mikrowellen aufbewahren (Elektrogeräte, Beleuchtung, Handy, Mikrowelle...)

Haltbarkeit original verschlossen:

kolloidales Silber 8 Monate, alle anderen kolloidalen Werkstoffe 12 Monate
kolloidale Öle 16 Monate, Monos 24 Monate

Haltbarkeit geöffnet, bei Raumtemperatur dunkel aufbewahrt:

kolloidales Silber 6 Monate, alle anderen kolloidalen Werkstoffe 10 Monate
kolloidale Öle 14 Monate, Monos 20 Monate

Umfüllen in kleinere Pipettenfläschchen

Will man Kolloide tropfenweise anwenden bzw. wird nur wenig gebraucht, füllen Therapeuten eine kleinere Menge in ein Pipettenfläschchen, das vorher in heißes Wasser getaucht wurde, um die Spannung herauszunehmen.